

Наименование:

PRESIDENT детская зубная щетка soft 0-4. Детская зубная щётка.

Изготовитель:

ООО ТехноПро, 171843, Россия, Тверская обл., г.о. Удомельский, г.Удомля, ул.К.Маркса, д.4, тел. +7 (495)745 60 10.

Рекомендации по использованию:

Перед началом использования и после каждого применения промыть зубную щётку водой. Хранить в вертикальном положении рабочей поверхностью вверх. Стоматологи рекомендуют менять щетку раз в два месяца. Использовать по назначению под присмотром взрослых. Не подвергать воздействию высоких температур. Используйте щётку с детскими зубными пастами President.