

**Наименование:**

сухая адаптированная начальная молочная смесь для питания детей с рождения до 6 месяцев  
Priolac® GOLD 1 («Приолак Голд 1»)

**Изготовитель:**

Assentria Heerenseen Hector B.V. (Ассентриа Херенвен Гектор Б.В.), Hector 1, 8448 CV, Heerenveen, The Netherlands.

**Поставщик в Республику Беларусь:**

ООО «Детмир БЕЛ», УНП 193143448, Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319

**Страна производства:**

Нидерланды

**Рекомендации по использованию:**

предпочтительнее грудное вскармливание. Перед применением смеси обязательно проконсультируйтесь с врачом-педиатром. Несоответствующее приготовление, хранение и использование смеси Priolac® GOLD 1 могут иметь неблагоприятные последствия для здоровья ребёнка. Инструкция по приготовлению: Тщательно вымойте руки перед приготовлением смеси. Тщательно вымойте бутылочку, соску и крышку, прокипятите посуду не менее 5–10 минут. Вскипятите свежую питьевую воду и охладите её примерно до 40–45 °С. Налейте необходимое количество воды в стерилизованную бутылочку. Добавьте количество порошка, указанное в таблице дозировки, используя прилагаемую мерную ложку. Закройте и хорошо встряхните бутылочку до полного растворения порошка. Перед кормлением проверьте температуру смеси на внутренней стороне запястья. Используйте готовую смесь в течение 1 часа после приготовления. Не употребляйте оставшуюся после кормления смесь. Важные правила хранения и использования: Храните сухими и чистыми все предметы, необходимые для приготовления смеси. Всегда пользуйтесь сухой и чистой мерной ложкой, находящейся внутри банки. Плотно закрывайте банку только оригинальной пластиковой крышкой. После вскрытия упаковки храните банку в сухом и прохладном месте при температуре до 25 °С, но не в холодильнике. Используйте содержимое открытой банки в течение 4 недель после вскрытия. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на банку.

**Комплектация:**

прилагаемая мерная ложка